

Packungseinheiten

uroclean®men rt **Starterset**

- 2 uroclean®men rt Shuttles
- 1 uroclean®men Montagehilfe
- 1 Spülspritze
- 5 Verschlussstopfen

uroclean®men rt **Ergänzungsset**

- 4 uroclean®men rt Shuttles
- 4 Verschlussstopfen

Alle Produkte können auch einzeln bestellt werden.

uroclean®men rt **Shuttle**

- für Penisschaft Ø von 2,5-3,5 cm (Gr. rt2)
- für Penisschaft Ø von 3,0-4,5 cm (Gr. rt3)
- In dem Bereich von 3,0 cm bis 3,5 cm kann je nach individuellem Tragekomfort sowohl die Shuttlegröße rt2 als auch rt3 gewählt werden.



Bestellangaben

uroclean®men rt **Starterset**

- wird in folgenden 2 Größenkombinationen angeboten:
- uroclean®men rt2 Starterset** Art.-Nr.: 700 765-RT2
- uroclean®men rt3 Starterset** Art.-Nr.: 700 765-RT3

uroclean®men rt **Ergänzungsset**

- wird in folgenden 2 Größenkombinationen angeboten:
- uroclean®men rt2 Erg.-Set** Art.-Nr.: 700 767-RT2
- uroclean®men rt3 Erg.-Set** Art.-Nr.: 700 767-RT3

uroclean®men rt **Einzelprodukte:**

- uroclean®men rt Shuttle Gr. rt2 und Gr. rt3**
- uroclean®men Montagehilfe**
- Spülspritze 10ml
- Verschlussstopfen

Alle Produkte können auch einzeln bestellt werden.

uroclean® GmbH

Vertriebsbüro:
 Industriestraße 15 · 77833 Ottersweier, Deutschland
 Fon +49.7853.88.40 · Fax +49.7853.88.627
 info@uroclean.eu · www.uroclean.eu

uroclean®men:

**Freiheit und
 Mobilität
 bei männlicher
 Harn-
 Inkontinenz.**

**Jetzt neu:
 als "rt"**




Hinweis: Patentiertes Shuttle

Mehr Freiheit und Mobilität mit **uroclean®men rt**

Für Männer mit einem zurückgezogenen, retrahierten Penis gibt es auf dem Markt bisher kaum Kondom-Urinal Lösungen. **uroclean®men rt** ist ein optimiertes Kondom-Urinal System und ist für Männer mit kleinem, retrahiertem Penis geeignet. **uroclean®men rt** ermöglicht ein problemloses, einfaches Anlegen ohne Intimrasur, ohne Klebstoff oder Latexteile.


uroclean®men rt ist hautfreundlich und antiallergen durch ein spezialbehandeltes, hochwertiges Silikon und sorgt für 365 Tage Erleichterung bei Harninkontinenz von Männern mit retrahiertem Penis.

Voraussetzung für die Verwendung des **uroclean®men rt** Systems ist ein retrahierter Penis (Penisschaftlänge < 3,00 cm), der Penisdurchmesser sollte zwischen 2,5 - 4,5 cm betragen. Das **uroclean®men rt** System wird ohne Hüftgürtel fixiert.




Vorteile von **uroclean®men rt**


- **Wiederverwendbar**
- **Hautfreundlich**
- **Keine Intimrasur**
- **Keine Wundbildung durch feuchtes Milieu**
- **Nicht klebend**
- **Keine Infektion durch Katheter**
- **Keine Geruchsbildung**
- **Keine soziale Isolation**
- **Mehr Mobilität**
- **Lange Reisen möglich**
- **Umweltfreundlich**




Shuttle rt



Verschlussstopfen



Spülspritze



Montagehilfe